# H6 plus

## HSO Urin drenažni zatvoreni sistem



### Karakteristike proizvoda

Da bi se rizik od bolničkih infekcija sveo na najmanju moguću meru, HSO nudi zatvoreni, sterilni urin drenažni sistem **H6 plus**.

HSO urin kesa **H6 plus** je jednostavna za korišćenje i odgovara uobičajenim standardima. Prilagođena je svim korisnicima i veoma jednostavna za rukovanje. Fiksaciju creva dodatno potpomaže plavi nastavak, a plavi ventil na ispustu pomera se levo-desno čime je lagano omogućeno pražnjenje urin kese. Takođe, moguće je uzorkovanje urina iz konektora za kateter bez upotrebe igle. Ceo konektor za kateter se veoma lako čisti čime se održava higijena i produžava rok trajanja kese, što ima veliki i ekonomski značaj.

HSO urin kesa H6 plus ima zapreminu od 2.000 ml i mogućnost fiksacije bilo gde (bolesnički krevet, stalak...). Providna komora sa okapnicom ima membranu koja onemogućava bakterijama retrogradnu migraciju čime se smanjuje rizik od infekcija. Celokupan dizajn komore sa okapnicom sprečava i vraćanje urina u kateter. Crevo je savitljivo i bezbedno. Dostupne su dve verzije H6 plus urin kesa: sa tvrdim i mekim crevom.




### Informacije o proizvodu

HSO H6 plus urin drenažni system nije ja višekratnu upotrebu i može da se koristi maksimalno šest dana.



Higijenski konektor za uzimanje uzorka **bez igle** 



Ispusni ventil, jednostavan za upotrebu

#### Prednosti na prvi pogled

- n Uzorkovanje bez igle
- n Membrana na komori sprečava retrogradno vraćanje bakterija
- n Jednostavan ispusni ventil
- n Crevo dužine do 120cm koje se lako fiksira
- n Moguća fikasacija urin kese bilo gde
- n Zaprmina 2.000ml
- n Latex free

HSO H6 PLUS urin kesa		
Proizvod	Transportno pakovanje	Br. artikla
Zatvoreni urin drenažni sistem sa tvrdim crevom	<b>2</b> 5 kom	HEICSB2000P
Zatvoreni urin drenažni sistem sa mekim crevom	25 kom	HEICSB2000P-S

Za dodatne informacije o karakteristikama proizvoda i cenama možete nas kontaktirati na medicinskatehnika@heintel.rs

Uvoznik: Heintel d.o.o.

Partizanske avijacije 12/9 Beograd

T: +381 (0)11 2166313 F: +381 (0)11 2166313

E: office@heintel.rs, www.hintel.rs



